

ПЛАСТЫРЬ
гидроколлоидный гелевый



Набор 10 шт 6,9x4,4см

ИНСТРУКЦИЯ



ПРИМЕНЕНИЕ

КАЧЕСТВЕННЫЙ



Водостойкий
Тягостойкий
Используется на коже

ИНСТРУКЦИЯ

- ✓ Снимите защитную пленочку с пластыря
- ✓ Очистите и просушите кожу перед применением пластыря
- ✓ Пластырь наклейте на чистую, обезжиренную
- ✗ Наклеив на рану – НЕ СНИМАЙТЕ
- ✗ Повторно – НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ